

Schnellschnitte	Einsender Informationen
Revision: 000/01.2026	DIN EN ISO 15189:2013-08: 7.2 Präanalytische Verfahren EN ISO/IEC 17020:2012: 5.1 Verwaltungstechnische Anforderungen

I. Präparation und Versand von Schnellschnitten:

Probenannahme: Montag bis Freitag 7.30-15.00 Uhr

- Schnellschnitte bitte **telefonisch** unter **08-41192** anmelden
- **Hinweis** bei Infektionskrankheiten (zum Beispiel: **HIV, Hepatitis, SARS-CoV-2, ...**)
- Mindestgröße des Biopsats: **0,3 cm**
- Biopsat ausschließlich **nativ** auf einer **beschichteten** Kompresse zusenden



- Probe per **Botendienst auf direktem Weg** in das Institut für **Neuropathologie**, Arndtstr. 16, bringen lassen.

II. Kontakt:

Eingangslabor: Fr. Stephan

Tel. 0641/99-41192

Sekretariat: Frau Adolph

Tel. 0641/99-41181
(neuropathologie@uk-gm.de)

Bearbeitung durch: Stephan, Chiana	Freigegeben durch: Acker, Till	ID: 44241	Seite 1 von 1
Geprüft (inhaltlich) durch: May, Annika	Datum: 12.01.2026	Dateiname: Informationen für Einsender - Schnellschnitte.docx	