

Tumorbiopsien	Einsender Informationen
Revision: 000/01.2026	DIN EN ISO 15189:2013-08: 7.2 Präanalytische Verfahren EN ISO/IEC 17020:2012: 5.1 Verwaltungstechnische Anforderungen

I. Versand von Tumorbiopsien

Für die histologische, immunhistochemische und molekularbiologischen Untersuchung von Tumoren und anderer Läsionen sollte uns das Gewebe fixiert **in gepuffertem 4% Formalin (Verhältnis Probe:Formalin, 1:20)** zugeschickt werden. Das Gewebe kann dann verpackt in speziellen Kunststoffgefäßen und Versandboxen mit der Post regulär verschickt werden.

II. Probenannahme: Montag bis Freitag 7.30-15.30 Uhr

III. Kontakt

Eingangslabor: Fr. Stephan

Tel. 0641/99-41192

Sekretariat: Frau Adolph

Tel. 0641/99-41181
(*neuropathologie@uk-gm.de*)

Für weitere Auskünfte und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Probengefäße, Versandboxen und Fixationslösungen können bei uns angefordert werden.

Bearbeitung durch: Stephan, Chiana	Freigegeben durch: Acker, Till	ID: 44243	Seite 1 von 1
Geprüft (inhaltlich) durch: May, Annika	Datum: 12.01.2026	Dateiname: Informationen für Einsender - Tumorbiopsien.docx	